

Moduł eKopia+

Instrukcja użytkownika

Wersja 9.0.0



16.02.2023

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Konfiguracja modułu	3
Rozdział 3	Praca z modułem eKopia+	5
Rozdział 4	Składowanie kopii zapasowych szyfrowanych za	
	pomocą modułu eKopia+	8

Wstęp

Moduł **eKopia+** stanowi funkcjonalność pozwalającą na dodatkowe zabezpieczenie kopii zapasowych w celu zminimalizowania wszelkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa danych szczególnie wrażliwych, jakimi są dane medyczne.

Zabezpieczenie pliku fizycznego kopii zapasowej bazy danych odbywa się poprzez zastosowanie dodatkowych algorytmów szyfrowania.

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.



Rozpoczęcie pracy z modułem

Aby rozpocząć pracę z modułem **eKopia+** należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w Zarządzanie > Operacje techniczne
 > Aktywacja systemu mMedica
- włączyć moduł w Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe.

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

- **1.** Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe.
- 2. Włączyć parametr Zwiększenie bezpieczeństwa (możliwość zaznaczenia tylko w kontekście systemu).
- 3. Zapisać zmiany przyciskiem Zatwierdź (F9).
- 4. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.

Konfiguracja – System	» Moduły dodatkowe	Nadpisz wartościami domyślnymi
System ^	Podstawowe	Zarządzanie i komunikacja ————
Identyfikacja	🔗 Archiwum dokumentacji	🖋 Alternatywny interfejs użytkownika
Autoryzacja	Asystent MD	Dane do raportów pomocniczych
<mark>Moduły dodatkowe</mark> Kopia zapasowa	Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	🗹 Dane do sprawozdań MZ/GUS
- Urządzenia zewnętrzne	✓ eZLA+	🖋 eAnkiety
Różne	🔗 Gabinet pielęgniarki	💞 eWyniki Diagnostyka
Ewidencja Podstawowe	Gabinety specjalistyczne	eWyniki Laboratorium
Rozliczenia	🛷 Hospitalizacje	🔗 Integracja z urządzeniami diagnostycznymi
Deklaracje	Koszty	Jednolity Plik Kontrolny
Kupony (ewidencja) Kupony (skierowania)	Medycyna pracy	Menedżer eksportów
Wielozakładowość	🖋 Medycyna szkolna	🔗 Personalizacja aplikacji
Terminarz	mPowiadomienia	Replikacia
Podstawowe Wyglad	V Obrót produktami leczniczymi	Zwiększenie bezpieczeństwa
⊡ Komunikacja	🔗 Obsługa komercyjna	
Eksport	🖉 Onjeka dzienna	
Import		
Poczta NFZ	Pharmindex Baza Lekow	
Poczta inna	Pharmindex Bezpieczeństwo	
-FTP	🔗 Pharmindex Refundacje	
- Kanały RSS - Inne	🔗 Pracownia diagnostyczna	
Powiadomienia	🛷 Rehabilitacja ambulatoryjna	
Moduły dodatkowe	🔗 Rozliczenia NFZ	
	Sprawozdawanie faktur zakupowych i c	hemiote
	Stomatologia	
System Stacja Użytkownik	🕜 Teleporada	



Konfiguracja modułu

Konfiguracja modułu obejmuje następujące czynności:

 nadanie wybranym użytkownikom aplikacji uprawnienia pozwalającego na zarządzanie modułem

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Użytkownicy systemu > zakładka: <u>Uprawnienia funkcjonalne</u> > uprawnienie: "Szyfrowanie kopii bazy danych"

<u>3</u> . Autoryzacja <u>4</u> . Up	rawnienia do danych	5. Uprawnienia funkcjonalne		
Nadane uprawnienia:				
Grupa użytkowników:	Pełne uprawnienia	•		
🖃 🔽 Uprawnienia				
🚊 🖌 Administracj	a systemem			
🔽 Definicja	ustawień domyślnych p	personelu		
- 🗹 Dopisanie	użytkownika systemu			
Dostępno	ść opcji pilna wiadomo	ść w poczcie wewnętrznej		
🗹 Migracja	dokumentów z repozyt	oriów zewnętrznych		
🗹 Modyfika	:ja rejestru użytkownik	tów systemu		
🗹 Modyfika	zja rejestru zgód eRep	ozytorium w chmurze		
Prawo ad	🗝 🗹 Prawo administrowania systemem			
Przeglad	🗝 🗹 Przeglad rejestru zgód eRepozytorium w chmurze			
Przegląd	rejestru przechowywa	nych kart uodpornienia		
Przegląd	Przegląd rejestru sprzeciwów			
Przegląd	rejestru udostępnien			
✓ Przegląd	rejestru wnioskow			
✓ Kejestr W	ysranych powiadomier	1		
Reczne w	vkonanie kopii zapasov nie konii bozy dopych	wej		
Szyirowa	nie kopii bazy danych	tami danyah		
	nie globalnymi schema nie kontem Chmuny die			
	nie kontern Crimury dia nie pulami rocent	a zurowia		
	nie pulami recept			

• nadanie dodatkowego hasła, służącego do szyfrowania wykonywanej kopii bazy danych, poprzez jego wpisanie lub generację za pomocą przycisku "Generuj hasło"

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator > pozycja: System > Kopia zapasowa

Konfiguracja modułu

Configuracja – System » Kopia zapasowa Nadpiszwartościami domyślny			
🖓 System 🔥	Folder na pliki kopii:	C:\Kopia	
Identyfikacja Autoryzacja	Folder z plikami dodatkowymi:		
Moduły dodatkowe Kopia zapasowa	Folder na pliki tymczasowe:	Zawartość folderu zostanie dołączona do pliku kopii.	
 Urządzenia zewnętrzne Różne 	Hasło do szyfrowania bazy danych:	*****	Generuj hasło Pokaż hasło
🖃 Ewidencja	Częstotliwość wykonywania:	(dni)	
Podstawowe	Godzina wykonania:		
Rozliczenia			
Roziiczenia Deklaracje Kupopy (ewidencia)	Liczba zapamiętywanych plików:	5	

W celu ukrycia hasła należy skorzystać z przycisku **"Ukryj hasło"**. Po tej czynności nazwa przycisku zmieni się na **"Pokaż hasło"** i będzie on służył do wyświetlenia hasła.

Uwagi dodatkowe

- 1. Tylko użytkownicy, którzy posiadają uprawnienie do szyfrowania kopii bazy danych, mają możliwość nadawania hasła.
- 2. Hasło do szyfrowania kopii bazy danych musi spełniać następujące kryteria:
- a. Musi składać się z co najmniej 12 znaków.

b. Musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, cyfry i znaki specjalne.

3. Spełnienie warunków minimalnej długości oraz odpowiedniej składni zapewnia funkcjonalność przycisku **"Generuj hasło"**. Skorzystanie z funkcji przycisku pozwoli utworzyć losowy ciąg znaków - przykład: ak#92KxkaeEf



Praca z modułem eKopia+

Od momentu uruchomienia modułu eKopia+ i jego konfiguracji wszystkie kopie są domyślnie zabezpieczane dodatkowo hasłem i szyfrowane. Przed odtworzeniem kopii bazy danych, zaszyfrowanej przy pomocy modułu eKopia+, użytkownik jest proszony o wprowadzenie hasła, ustawionego przy konfiguracji modułu, w celu odszyfrowania przed dalszym rozpakowaniem kopii zapasowej.

mMedica – od	lzyskiwanie danych		\times
Dane podsta	wowe		—
Alias:	MMEDICA	Serwer: localhost Baza danych: MMEDICA	
Użytkownik:	ADMIN1	Hasło: ********	
Dane kopii za	apasowej -		
Ścieżka:	C:\Kopia\2) Hasło zasz	yfrowanego pliku kopii bazy danych. 🛛 🗙 🚺	
Typ bazy da Oddział NFZ Kod świadcz Nr instalacji	anych: Podaj has Z: zeniodawcy:	0 8.0 OK Anuluj	
Parametry o	dtwarzania ———		
🔗 Odtwarza	anie bazy danych	🔗 Odtwarzanie załączników	
🖋 Odtwarza	anie użytkowników	Reindeksacja bazy danych	
Odtwarza	anie plików dodatkowyc	h	
Informacje –			
	Sta	t Anuluj Zapisz raport V Zamknij	

Uwaga!

Nadane przy konfiguracji modułu hasło (utworzone automatycznie przez system lub wpisane przez użytkownika) należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu. Jeżeli zdarzy się, że po nadaniu hasła zostanie utworzona dowolna kopia i po jej wykonaniu hasło zostanie zmienione, a

następnie wygenerowana zostanie kolejna kopia, to w przypadku ewentualnej awarii i utraty drugiej spośród przykładowo omawianych tu kopii – odtworzenie pierwszej z nich należy przeprowadzić z wykorzystaniem pierwszego z użytych haseł. W innym wypadku komunikat zwrotny, zamieszczony poniżej, uniemożliwi dalsze odtwarzanie bazy.

mmBackup	0	×
8	Błąd przy łączeniu z bazą: Nieprawidłowy użytkownik lub hasło.	
	ОК	

Przykład:

- 1. Zapisujemy w systemie mMedica hasło: ak#92KxkaeEf.
- 2. Wykonujemy kopię ręcznie lub wykonana jest ona automatycznie z harmonogramu powstaje plik wynikowy o nazwie: 2022-09-30-0015-MMEDICA(a).zip.
- 3. Zmieniamy w systemie mMedica hasło na: BL#92KxkaeEf.
- 4. Wykonujemy ponownie kopię bazy powstaje plik wynikowy o nazwie: 2022-09-30-0030-MMEDICA(b). zip.

Odtworzenie kopii z pliku: 2022-09-30-0015-MMEDICA(a).zip należy wykonać, korzystając z hasła utworzonego w punkcie 1.

W wersji 9.0.0 aplikacji mMedica w oknie wykonywania kopii zapasowej został dodany parametr **"Wykonanie kopii bez dodatkowego szyfrowania"** (zdj. poniżej).

mMedica – kopia zapasowa	:	X	
Parametry			
Użytkownik: ADMIN1	Hasło: *******	٦	
Folder na pliki kopii zapasowych:	C:\		
Folder z plikami dodatkowomi		۲	
plikani dodackowyni.	liki te zostana dołaczone do archiwum z baza danych		
Sprawdź spójność danych	nie ie zostaną usiączone uo areinwani z bazą usiłycin		
Nie uwzględniaj w kopii słownika	a leków Pharmindex		
Nie uwzględniaj w kopii zawarto	ości załączników		
Wykonanie kopii bez dodatkow	vego szyfrowania		
Informa sia			
	Start 📃 Zamknii		

Należy go zaznaczyć, jeżeli kopia ma zostać wykonana z pominięciem dodatkowego szyfrowania za pomocą modułu eKopia+.



Składowanie kopii zapasowych szyfrowanych za pomocą modułu eKopia+

Moduł eKopia+ poprzez dodatkowe szyfrowanie i zabezpieczenie hasłem pozwala na bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych w ramach lokalnych zasobów placówki medycznej, jak również w sprawdzonych i bezpiecznych zasobach chmurowych, oferowanych przez wielu dostawców tego rodzaju usług.

Sposób konfiguracji danej usługi przekazywany jest przez jej dostawcę.