

## Odtworzenie kopii zapasowej mMedica

Instrukcja użytkownika

10.2.0



27.02.2024

# Spis treści

Rozdzi	ał 1 Odtworzenie kopii zapasowej mMedica	2
Rozdzi	ał 2 Odtworzenie kopii bazy zawierającej załączniki	6
2.1	Odtworzenie kopii bez załączników	6
2.2	Odtworzenie załączników	8
Rozdzi	ał 3 Możliwe komunikaty i problemy	9
3.1	Komunikaty ostrzegawcze	10
3.2	Niezgodność wersji bazy i aplikacji	11

## Wstęp

Aby zapobiec niekontrolowanej utracie danych, która może nastąpić na skutek awarii komputera, kradzieży, a nawet tak ekstremalnych sytuacji jak pożar czy powódź, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe bazy danych mMedica. Dzięki posiadaniu prawidłowo wykonanej kopii zapasowej można w każdej chwili, w prosty sposób przywrócić całą bazę danych mMedica.

Szczegółowa instrukcja wykonywania kopii zapasowej znajduje się w <u>instrukcji obsługi</u> programu mMedica w rozdziale "Kopia zapasowa programu i wczytanie licencji".

Plik kopii zapasowej stanowi archiwum całej bazy danych programu mMedica z chwili jej utworzenia. Plik kopii zapasowej zapisywany jest z rozszerzeniem .ZIP i zawiera w nazwie informacje o:

- Dacie utworzenia
- Godzinie utworzenia
- Nazwie bazy danych
- Sposobie utworzenia kopii. Wyróżniamy następujące oznaczenia kopii zapasowych:
  - (a) kopia utworzona automatycznie na podstawie warunków zdefiniowanych w Konfiguratorze
  - (e) kopia utworzona podczas eksportu danych
  - (b) kopia utworzona ręcznie przez użytkownika programu



Przykład:



### Odtworzenie kopii zapasowej mMedica

Przed odtworzeniem kopii zapasowej należy zainstalować na komputerze program mMedica przy użyciu pełnego instalatora. Plik instalacyjny pobiera się ze strony <u>Centrum Zarządzania Licencjami</u> po wybraniu zakładki: mMedica > Pobierz aplikacje.

Następnie po otwarciu ikony "Mój komputer" znajdującej się na pulpicie systemu Windows, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Przejść do katalogu, gdzie został zainstalowany program. Domyślnie jest to katalog C:\Program Files\Asseco\mMedica lub C:\Pliki programów (x86)\Asseco\mMedica
- 2. Wyszukać plik **mmBackup.exe** i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki. Wybrać opcję "Utwórz skrót".



3. Zatwierdzić komunikat o umieszczeniu skrótu na pulpicie. W przypadku braku pojawienia się poniższego komunikatu, należy ręcznie przenieść utworzony skrót na pulpit systemu Windows.



- 4. Kliknąć na utworzony plik skrótu prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję "Właściwości".
- 5. Otwarte zostanie okno *Właściwości mmBackup skrót,* gdzie w polu "Element docelowy" należy dopisać frazę **<nazwa bazy> restore**

<nazwa bazy> określa bazę, do której zostanie wgrany plik kopii. Zalecane jest wpisywanie nazwy bazy dużymi literami. W przypadku instalacji jednej bazy na stanowisku pracy, nazwą bazy będzie **MMEDICA**.

Przykład: "C:\Pliki programów	(x86)\ASSECO\mMedica\mmBackup.exe"	MMEDICA restore
-------------------------------	------------------------------------	-----------------

🞦 Właś	ciwości: mmBackup — skrót 🛛 🛛 🗙
Ogólne Skrót Zgodność	ć Zabezpieczenia Szczegóły
mmBackup -	- skrót
Typ docelowy: Ap	likacja
Lokalizacja docelowa: mN	/edica
Element docelowy: N	nMedica\mmBackup.exe" MMEDICA restore
Rozpocznij w: "C	:\Program Files (x86)\ASSECO\mMedica''
Klawisz <u>s</u> krótu: Br	ak
Uruchom: No	omalne okno 🗸
Komentarz:	
O <u>t</u> wórz lokalizację pliku	Zmień ikonę Zaawa <u>n</u> sowane
	OK Anuluj <u>Z</u> astosuj

- 6. Uruchomić plik skrótu.
- 7. Uzupełnić dane znajdujące się w oknie *mMedica odzyskiwanie danych.* Część danych podpowiada się domyślnie na podstawie informacji wprowadzonych w pkt 5.
  - **Baza danych** nazwa bazy danych podpowiadana na podstawie danych wpisanych w skrócie (pkt 5). W przypadku posiadania kilku baz na jednym serwerze, należy podać nazwę bazy, do której ma

zostać zaczytany plik.

- Użytkownik w polu domyślnie podpowiadany jest użytkownik predefiniowany ADMIN1.
- Hasło należy podać hasło dla użytkownika ADMIN1.
- Ścieżka za pomocą przycisku wskazać lokalizację zapisanego pliku kopii zapasowej.

Parametry **"Odtwarzanie bazy danych"** oraz **"Odtwarzanie użytkowników"** należy pozostawić zaznaczone.

Parametr **"Odtwarzanie plików dodatkowych"** zaznaczyć, jeśli do pliku kopii zapasowej został dołączony folder z plikami dodatkowymi i i za pomocą przycisku w wskazać miejsce ich zapisu.

Parametr **"Odtwarzanie załączników"** zaznaczyć, jeśli w pliku kopii zapasowej zostały uwzględnione załączniki i mają one zostać odtworzone razem z bazą. Funkcja została szerzej omówiona w <u>kolejnym</u> <u>rozdziale</u> tej instrukcji.

Parametr **"Odtwarzanie logów Zdarz. Med."**, dodany w wersji 10.2.0 aplikacji mMedica. W przypadku jego niezaznaczenia nie zostaną odtworzone logi zdarzeń medycznych.

mMedica – oc	dzyskiwanie danych						×
Dane podsta	wowe						
Alias:	MMEDICA	Serwer: loc	alhost	Port: 5432	Baza danych:	MMEDICA	
Użytkownik:	ADMIN1	Hasło: **	******				
Dane kopii za	apasowej ———						
Ścieżka:	C:\Kopia\2024-0	2-12-1321-M	MEDICA(b).zip	)			
Typ bazy da	anych: mMe	edica	Wer	sja bazy dany	rch: 10.1.0		
Kod świadc	zeniodawcy:		Data	a wykonania:	12.02.202	24	
Nr instalacj	i:						
Parametry o	odtwarzania ———						
Weryfika	acja możliwości odł	tworzenia	🖋 Odtwarzar	nie <mark>użytkowni</mark> ł	rów 🔜 Reindeks	acja bazy danych	
🖋 Odtwarz	anie bazy danych		🖋 Odtwarzar	nie załącznikó	w 🔗 Odtwarza	nie logów Zdarz. M	led.
Odtwarz	anie plików dodatk	owych					
Informacje -							
F21.12.2022	2 15:01:31 Zakoń	czenie odtwa	rzania obiektó	W BLOB			^
[21.12.2022	2 15:01:31] Rozpo	częcie odtwa	rzania kluczy g	głównych			
[21.12.2022	2 15:01:31] Rozpo	częcie odtwa	rzania indeksó	iw .			
[21.12.2022	2 15:01:32] Rozpo 2 15:01:32] Zakoń	częcie odtwa czonio odtwa	rzania kluczy ( rzania tabol	obcych			
[21.12.2022	2 15:01:38] Zakoń 2 15:01:38] Zakoń	czenie odtwa czenie odtwa	rzania indeksó	iw			~
915/9	915	9/9	997/9	97	400/400	2200/2200	
		•					
		V Start		Anuluj	Zapisz raport.	Zamkr	nij

W wersji aktualizacji 9.1.0 przy odtwarzaniu bazy została udostępniona możliwość podania numeru portu (pole "Port"). Domyślnie wyświetlany jest port 5432.

🛛 💎 Start

8. Wybrać przycisk

który uruchomi proces odtwarzania bazy danych.

9. Czekać cierpliwie na potwierdzenie zakończenia operacji odtwarzania bazy danych. W oknie *Informacje* powinien zostać wyświetlony komunikat "Zakończenie odtwarzania bazy danych: MMEDICA".

Istnieje możliwość weryfikacji kopii zapasowej, wskazanej w polu "Ścieżka", przed jej rzeczywistym odtworzeniem. W tym celu należy włączyć parametr "Weryfikacja możliwości odtworzenia". Wówczas automatycznie zaznaczą się pola **"Odtwarzanie bazy danych"** i **"Odtwarzanie załączników"**, natomiast pozostałe parametry zostaną wyłączone. W polu "Baza danych" wyświetli się losowo nadana

nazwa bazy. Po wyborze przycisku uruchomiony zostanie proces weryfikacji, natomiast w oknie *Informacje* prezentowana będzie informacja o jej przebiegu oraz wyniku.

# Rozdział 2 erającej

## Odtworzenie kopii bazy zawierającej załączniki

W programie mMedica istnieje możliwość gromadzenia załączników pod postacią zeskanowanych dokumentów, wyników badań, zdjęć RTG itd. Załączniki przechowywane w bazie wpływają na przyrost bazy danych, a co za tym idzie na wielkość pliku kopii zapasowej. W związku z tym istnieje możliwość wykonania a następnie odtworzenia kopii bazy danych:

- a) zawierającej załączniki
- b) bez załączników

Oczywiście zaleca się odtwarzanie pełnej kopii zapasowej z uwzględnieniem załączników, jeśli je posiada. Jednak w szczególnych przypadkach można dokonać odtworzenia kopii <u>bez załączników</u>, a załączniki doimportować do niej w dogodnym momencie.

W celu odtworzenia kopii zapasowej, w której <u>zawarto informacje</u> o załącznikach, należy wykonać czynności opisane w rozdziale <u>"Odtworzenie kopii zapasowej mMedica"</u>. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 7, należy zaznaczyć pole **"Odtwarzanie załączników"**, aby dane o załącznikach zostały również odtworzone.

#### 2.1 Odtworzenie kopii bez załączników

Odtworzenie kopii bez załączników powinno być wykonywane tylko w szczególnych sytuacjach. Można dokonać tego poprzez plik mmBackup.exe w następujący sposób:

- Odtwarzając kopię bazy danych <u>bez załączników</u> (kopia została wykonana z zaznaczeniem parametru " Nie uwzględniaj w kopii zawartości załączników").
- 2) Odtwarzając kopię bazy danych <u>zawierającą załączniki</u>, poprzez usunięcie zaznaczenia w polu "Odtwarzanie załączników" w oknie *mMedica odzyskiwanie danych*.

W celu odtworzenia kopii zapasowej <u>bez załączników</u> należy wykonać czynności opisane w rozdziale <u>"Odtworzenie kopii zapasowej mMedica".</u>

Po wskazaniu ścieżki do pliku kopii zapasowej, w sekcji *Dane kopii zapasowej* zostanie wyświetlone ostrzeżenie o braku załączników, a wybranie przycisku **Start** spowoduje pojawienie się poniższego komunikatu:

	mMedica – odzyskiwanie danych 🛛 🕹
Dane podstawe	owe
Alias: P	POZ Serwer: localhost Baza danych: POZ
Użytkownik: A	ADMIN1 Hasło: ********
Dane kopii zap	asowej
Ścieżka:	C:\UsersDesktop\Kopia mMedica\2017-02-13-1247-POZ(b)bez zal.zip
Typ bazy dan	ych: mMedica Wersja bazy danych: 5.7.0
Kod świadcze	niodawcy: Data wykonania: 2017-02-13
Nr instalacji: Konja nje za	wiera danych załączników
1000000000	mmBackun
Parametry od	
Odtwarza	🔈 UWAGA! Kopia została wykonana bez załączników.
Odtwarza	Odtworzenie załączników będzie możliwe z kopii zawierającej załączniki     Czy chcesz kontynuować?
Informacie —	
Informacje	Tel
· ·	
J	
	Start Anuluj Tapisz raport

W celu odtworzenia kopii zapasowej <u>zawierającej załączniki</u> należy wykonać czynności opisane w rozdziale <u>"Odtworzenie kopii zapasowej mMedica"</u>. Dodatkowo należy usunąć zaznaczenie w polu "Odtwarzanie załączników".

Parametry odtwarzania		 
🔗 Odtwarzanie bazy danych	Odtwarzanie załączników	
🔗 Odtwarzanie użytkowników		
Odtwarzanie plików dodatkowych		

Należy pamiętać, że kopia zapasowa odtworzona w powyższy sposób jest niepełna i po jej odtworzeniu w bazie danych brak będzie informacji o załącznikach. Przy próbie otwarcia dotychczas istniejącego załącznika zostanie wyświetlony komunikat:



#### 2.2 Odtworzenie załączników

Do bazy danych, która została odtworzona <u>bez uwzględnienia załączników</u>, istnieje możliwość odtworzenia samych załączników. W tym celu należy wykonać czynności opisane w rozdziale <u>"Odtworzenie kopii</u> <u>zapasowej mMedica"</u>. W sekcji *Parametry odtwarzania* należy zaznaczyć tylko jeden parametr: "Odtwarzanie załączników".

Parametry odtwarzania		 
Odtwarzanie bazy danych	🔗 Odtwarzanie załączników	
Odtwarzanie użytkowników		
Odtwarzanie plików dodatkowych		

Wybranie przycisku **Start** uruchomi proces odtwarzania załączników do istniejącej bazy danych. W oknie *Informacje* wyświetlane będą komunikaty dotyczące odtwarzania załączników, np.:

[2017-02-13 12:58:04] Rozpoczęcie odtwarzania obiektów BLOB [2017-02-13 12:58:04] Zakończenie odtwarzania obiektów BLOB [2017-02-13 12:58:04] Zakończenie odtwarzania załączników [2017-02-13 12:58:04] Koniec



## Możliwe komunikaty i problemy

Do odtworzenia bazy danych należy używać wyłącznie najnowszej poprawnie wykonanej kopii zapasowej programu mMedica. Odtworzenie archiwalnej kopii zapasowej stanowi niebezpieczeństwo wystąpienia błędów rozliczeniowych z NFZ.

W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas odtwarzania bazy danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości, wyświetlane będą komunikaty ostrzegawcze, z którymi użytkownik powinien uważnie się zapoznać.

#### 3.1 Komunikaty ostrzegawcze

Poniższy komunikat zostanie wyświetlony, jeśli odtwarzana będzie kopia bazy danych z tego samego dnia, co ostatnie zarejestrowane logowanie do bazy (czyli w dniu bieżącym). W tej sytuacji należy upewnić się czy odtwarzana kopia jest na pewno najbardziej aktualną.

	mMedica – odzyskiwanie danych 🛛 🔍			
Dane podstav	wowe			
Alias:	Serwer: localhost Baza danych:			
Użytkownik:	ADMIN1 Hasło: ********			
Dane kopii za	ipasowej			
Ścieżka:	C:\Users' \Desktop\Kopia mMedica\2016-03-21-0914- [b).zip			
Typ bazy da Oddział NEZ	nych: mMedica Wersja bazy danych: 5.2.6			
Kod świad Nr instalac	mmBackup ×			
Parametry       WWAGA! Wykonanie kopii nastąpiło w tym samym dniu (2016-03-21) co ostatnie logowanie do bazy (2016-03-21 09:12:59).         W Odtwar       Należy upewnić się czy odtwarzana kopia jest najbardziej aktualną.         Czy chcesz kontynuować?				
Informacje	Tak Nie			
[2016-04-08 09:34:42] коzpoczęcie аекотргезјі ріїки корії zapasowej. [2016-04-08 09:34:45] Zakończenie dekompresji pliku kopii zapasowej.				
	Start Start Zamknij			

W przypadku odtwarzania archiwalnej kopii bazy danych (zgodnie z poniższym przykładem: z dnia 2015-12-22) wyświetlone zostanie stosowne ostrzeżenie. Odtworzenie takiej kopii spowoduje, że aktualnie użytkowana baza zostanie nadpisana archiwalnymi danymi. Zdecydowanie odradza się tego typu działania, gdyż spowoduje to w przyszłości poważne błędy rozliczeniowe z NFZ.

	mmBackup	×
<b>A</b>	UWAGA!!! Po wykonaniu kopii (2015-12-22) nastąpiło logowanie do bazy (2016-03-21 09:12:59), przez co dane mogą być nieaktualne Najprawdopodobniej spowoduje to BŁĘDY przy ROZLICZANIU z NFZ. Absolutnie NIE zaleca się odtwarzania bazy. Czy chcesz kontynuować?	
	<u>T</u> ak <u>N</u> ie	

Jeżeli użytkownik posiada na swoim serwerze kilka baz danych, pochodzących od różnych świadczeniodawców, podczas odtwarzania kopii musi zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia ryzyka nadpisania danych przez dane innego świadczeniodawcy, wyświetlony zostanie komunikat:

mmBackup	×
UWAGA! baza i kopia pochodzą z różnych instalacji. Dane z kopii pochodzą od świadczeniodawcy: 33 02 Dane z bazy pochodzą od świadczeniodawcy: 121/ numer instalacji: 27 Czy chcesz kontynuować?	iji:
<u>T</u> ak	e

#### 3.2 Niezgodność wersji bazy i aplikacji

W przypadku odtworzenia bazy w wersji starszej niż aktualna wersja aplikacji, podczas logowania do programu mMedica zostanie wyświetlony następujący komunikat:

mMedica ×
Aktualna wersja bazy danych wymaga aplikacji w wersji 5.2.6. Niniejsza aplikacja jest w wersji 5.3.0. Dalsza praca aplikacji jest niemożliwa. Należy zaktualizować bazę danych do nowszej wersji.
ОК

W celu podniesienia wersji aplikacji do aktualnej, należy uruchomić tryb serwisowy instalatora w jeden z następujących sposobów:

1. Uruchomić instalator z pliku mmFullInstall.exe w tej samej wersji, co zainstalowana aplikacja mMedica

lub

Uruchomić opcję **Zarządzaj instalacją** dostępną w menu *Start > Programy/Wszystkie programy > mMedica*.

<b>n</b>	
Autostart	î.
Gigabyte Technology Corp	
Jan Gry	
퉬 Konserwacja	
퉬 McAfee	
McAfee Security Scan Plus	
Microsoft Silverlight	
퉬 mMedica	
🛨 mMedica	
💁 Zarządzaj instalacją	
🌗 Dokumentacja	
NEC Electronics	
Notepad++	
NVIDIA Corporation	
DpenOffice 4.1.1	=
DF Editor 4.0	
PDFCreator	
PDF-XChange	
PostareSQL 9.0	÷
- i osigico qui sio	
<ul> <li>Wstecz</li> </ul>	
	1
Wyszukaj programy i pliki 🔎 🔎	
	_

Po uruchomieniu okna *Tryb serwisowy instalatora* należy wybrać opcję "Napraw mMedica". Po zakończeniu procesu naprawy należy zalogować się do programu.

